

Liquide conservateur MIRASAVE

Ce liquide conservateur a spécialement été développé en combinaison avec le piège MIRABOX afin de conserver les captures sans qu'elles se décomposent. Ainsi les odeurs sont fortement réduites et le site reste propre. Sa formulation n'est pas agressive pour le piège en ABS et permet de ne pas détériorer le piège dans le temps. Économique, ce liquide conservateur est une solution concentrée à diluer à hauteur de 50% qui permet d'espacer ses passages pour la collecte des captures.

● CARACTÉRISTIQUES

- Ralenti les décomposition et limite les odeurs
- Permet d'augmenter les temps d'intervalle entre passages
- Fabrication française

● CIBLES



RONGEURS

● POINTS FORTS

- Grande autonomie de conservation
- Fabrication française



Ralenti le
développement des
odeurs



Concentré à
diluer

● MODE D'EMPLOI

Versez 2,5L de MIRASAVE dans le bac conteneur de la MIRABOX, puis ajoutez 2,5L d'eau. Videz le conteneur lors de vos passages d'entretien, en suivant les procédures de gestion des déchets biologiques.

● PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr

● INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom commercial : MIRASAVE - Produit à usage professionnel - Classement :



Danger